



BIOGLOBAL
Vida - Ciencia - Innovación

Refrigerador Biomédico 756 Litros MC-5L756



Características

- Rango de temperatura controlado: Opera entre +2 °C y +8 °C, con configuración estándar de 4 °C, ideal para vacunas, medicamentos y reactivos.
- Control digital por microprocesador: Permite regular y monitorear la temperatura con alta precisión mediante pantalla digital integrada.
- Alta precisión térmica: Resolución de 0.1 °C para un control exacto de las condiciones de almacenamiento.
- Gran capacidad de almacenamiento: 316 litros, ideal para laboratorios, hospitales y centros de salud con alto volumen de insumos.
- Sistema de monitoreo avanzado: Incorpora 6 sensores de temperatura para mantener una distribución uniforme del frío. Estabilidad térmica confiable:
- Estabilidad de ± 2 °C en frasco de agua, asegurando condiciones seguras para productos sensibles.
- Alarmas inteligentes de seguridad: Sistema audible y visual que alerta por temperatura alta o baja, puerta abierta, fallas eléctricas, error de sensores y sobrecalentamiento del condensador.
- Monitoreo ambiental adicional: Permite visualizar temperatura ambiente y humedad relativa (HR).
- Sistema de descongelamiento automático: Mantiene la eficiencia del equipo sin necesidad de intervención manual.
- Diseño robusto para uso clínico: Construcción resistente y diseño ergonómico pensado para laboratorios, clínicas y hospitales.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	MC-5L756
Tipo	Refrigerador Biomédico
Rango de temperatura:	2°C~8°C
Fuente de alimentación (V/Hz):	115 V/60 Hz 220-240 V/50 Hz/60 Hz
Capacidad :	756 L
Peso neto/bruto (kg):	140/161
Potencia de funcionamiento (W):	320
Corriente eléctrica (A) a 220 V:	3.6 2
Carga de contenedores (20'/40'/40'H):	12 28 28
Gas refrigerante:	R600a

