



BIOGLOBAL
Vida - Ciencia - Innovación

Refrigerador Clínico MC-316L para Laboratorio



Características

- Rango de temperatura controlado: Opera entre +2 °C y +8 °C, con configuración estándar de 4 °C, ideal para vacunas, medicamentos y reactivos.
- Control digital por microprocesador: Permite regular y monitorear la temperatura con alta precisión mediante pantalla digital integrada.
- Alta precisión térmica: Resolución de 0.1 °C para un control exacto de las condiciones de almacenamiento.
- Gran capacidad de almacenamiento: 316 litros, ideal para laboratorios, hospitales y centros de salud con alto volumen de insumos.
- Sistema de monitoreo avanzado: Incorpora 6 sensores de temperatura para mantener una distribución uniforme del frío. Estabilidad térmica confiable:
- Estabilidad de ± 2 °C en frasco de agua, asegurando condiciones seguras para productos sensibles.
- Alarmas inteligentes de seguridad: Sistema audible y visual que alerta por temperatura alta o baja, puerta abierta, fallas eléctricas, error de sensores y sobrecalentamiento del condensador.
- Monitoreo ambiental adicional: Permite visualizar temperatura ambiente y humedad relativa (HR).
- Sistema de descongelamiento automático: Mantiene la eficiencia del equipo sin necesidad de intervención manual.
- Diseño robusto para uso clínico: Construcción resistente y diseño ergonómico pensado para laboratorios, clínicas y hospitales.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	MC-5L316
Tipo	Refrigerador Clínico
Rango de temperatura	2°C~8°C
Uniformidad de temperatura	2°C
Volatilidad de la temperatura	2°C
Precisión de la temperatura	0,1 °C
Capacidad	316 L
Número de estantes	5
Número de sensores	6
Peso neto/bruto (kg):	72/81
Corriente nominal	1,5 amperios
Potencia nominal	190 vatios
Dimensiones internas	50 x 46,4 x 134,3 cm.
Dimensiones externas	59,5 x 60,3 x 192 cm.

