



BIOGLOBAL
Vida - Ciencia - Innovación

Refrigerador de Temperatura Precisa MC-5L42 para Laboratorio



Características

- Control de temperatura de microcomputadores, rango de temperatura ajustable de 2-8 grados dentro de la caja, precisión de la pantalla de 0.1 grados, control de temperatura preciso
- Compresores de marca de renombre internacional asegura que el equipo sea energía - eficiente, respetuoso con el medio ambiente, eficiente y silencioso.
- Ventiladores de condensación de eficiencia de marca High -, con un rendimiento duradero y de bajo rendimiento duradero y estable - y bajo ruido
- Diseño del evaporador para una temperatura más uniforme dentro de la caja
- Carbón - refrigerante de hidrógeno, verde y ecológico
- El diseño bajo de la puerta de vidrio - e, buen rendimiento de aislamiento y no es fácil de congelar.
- El bloqueo de puerta seguro asegura la seguridad de las muestras dentro de la caja.
- Función de alarma de sonido y luz, que puede lograr alarmas y detectores de temperatura alta y baja
- Diseño fácil de colocar sobre la mesa y conveniente para acceder.
- Equipado con iluminación LED, alto brillo y energía - de ahorro, los elementos dentro de la caja son claros a un vistazo
- Amplio rango de voltaje de 187 ~ 253V para garantizar el funcionamiento estable del equipo.



ventas@bioglobalsas.com.co



(+57) 311 339 1300



www.bioglobalsas.com.co



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	MC-5L42
Tipo	Gabinete vertical
Volumen de almacenamiento	42 L
Rango de temperatura	2°C~8°C
Uniformidad de temperatura	1°C
Volatilidad de la temperatura	2°C
Precisión de la temperatura	0,1 °C
Control de temperatura	Microprocesador
Pantalla	Led Multifunción
Iluminación Interna	Luz LED ajustable
Registro de datos	Puerto USB
Sistema de alarmas	Temperatura Alta/baja, falla de energía, falla de sensor, puerta abierta
Batería de respaldo	Si, mantiene la lectura de temperatura en cortes de energía
Tipo de Refrigeración	Aire forzado
Sistema de flujo de aire	Ventilador de alta eficiencia y bajo ruido
Modo de descongelación	Automático NO FROST
Tipo de puerta	Vidrio baja condensación
Estantes	Ajustables, multicapa, con portaetiquetas
Potencia	150W 2Amp
Alimentación	220V 50Hz
Dimensiones internas	400 x 345 x 380 mm
Dimensiones externas	480 x 450 x 550 mm
Peso neto/bruto (kg):	25/27

