




BIOGLOBAL

Vida - Ciencia - Innovación

Horno de Convección Forzada BJPX-HGZ45

Características

- Horno de convección forzada BJPX-HGZ45, diseñado para secado uniforme y controlado.
- Capacidad de 45 litros, ideal para aplicaciones de laboratorio.
- Sistema de convección forzada, con ventilador interno que distribuye el calor de forma homogénea.
- Alta uniformidad térmica, que elimina puntos fríos dentro de la cámara.
- Pantalla LCD digital, para visualización y ajuste de temperatura.
- Función de calibración de desviación, que mejora la precisión del control térmico.
- Rango de temperatura controlado, adecuado para secado y calentamiento.
- Cámara interna en acero inoxidable, resistente y fácil de limpiar.
- Diseño con esquinas redondeadas, que facilita la higiene y mantenimiento.
- Ventana panorámica de observación, que permite monitoreo sin abrir la puerta.
- Aislamiento térmico eficiente, que reduce la pérdida de calor y mejora la seguridad.
- Sistema de seguridad con alarma de sobretemperatura, para protección del equipo y muestras.
- Superficie externa de baja temperatura, que evita riesgos al usuario.
- Diseño robusto y confiable, adecuado para uso continuo.



Sistema de seguridad con alarma de sobretemperatura



Diseño con esquinas redondeadas: facilita la higiene y mantenimiento.



Pantalla LCD digital: visualización y ajuste de temperatura.



ventas@bioglobalsas.com.co



(+57) 311 339 1300



www.bioglobalsas.com.co



Especificaciones Técnicas:

Modelo	BJPX-HGZ45
Capacidad	45 litros
Rango de temperatura	RT+10~300°C
Resolución temporal	0,1°C
Fluctuación de temperatura	±1°C
Uniformidad de temperatura	≤Temperatura máxima ±2,5%
Modo de circulación	Convección forzada
Rango de tiempo	1~9999 min/h o continuo
Estantes	2 piezas
Mostrar	LCD
Accesorios estándar	Estante
Accesorios opcionales	Estante, puerto USB, impresora, RS485
Fuente de alimentación	CA 100~245 V, 50/60 Hz
Consumo	1545 W
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto)	370*358*340 mm
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	600*630*520 mm
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	720*710*730 mm
Peso neto	40 kg
Peso bruto	55 kg

