



BIOGLOBAL

Vida - Ciencia - Innovación

Incubadora de Temperatura Constante Bjpx-H54bk D

Características

- Incubadora BJPX-H54BK (D), diseñada para control térmico preciso y estable en laboratorio.
- Sistema de doble puerta (tipo D), con puerta externa sólida y puerta interna de vidrio templado.
- Control por microprocesador, que garantiza alta estabilidad y uniformidad de temperatura.
- Rango de temperatura aproximado de ambiente +5 °C a 65 °C.
- Sensor de alta precisión, ideal para aplicaciones sensibles.
- Pantalla táctil LCD, para configuración y monitoreo sencillo.
- Capacidad aproximada de 50-60 litros, adecuada para múltiples muestras.
- Cámara interna en acero inoxidable, resistente a la corrosión y fácil de limpiar.
- Estantes ajustables, que permiten organizar diferentes tipos de muestras.
- Puerto lateral, para verificación y calibración sin afectar el proceso.
- Función de compensación de temperatura, que mejora la exactitud en condiciones variables.
- Sistema de seguridad completo, con alarma de sobretemperatura.
- Protección contra sobrevoltaje y fugas eléctricas, para mayor seguridad operativa.
- Puerta con cierre seguro, que mantiene la estabilidad térmica interna.
- Alimentación 110-220 V / 50-60 Hz, adaptable a diferentes entornos.



Doble puerta tipo D: permite visualizar sin perder estabilidad térmica.



Pantalla táctil LCD: configuración y monitoreo sencillo.



Puerta con cierre seguro: mantiene la estabilidad térmica interna.



ventas@bioglobalsas.com.co



(+57) 311 339 1300



www.bioglobalsas.com.co



Especificaciones Técnicas:

Modelo	BJPX-H54BK(D/G)
Capacidad	54L
Método de control de temperatura	PT100
Rango de temperatura	RT+5~85°C.
Uniformidad de la temperatura	±2 °C (a 37 °C)
Fluctuación de temperatura	±1°C (a 37°C)
Temperatura ambiente	5~30°C, SE RECOMIENDA 25°C±2°C.
Intervalo de tiempo	0~99,9h
Estantes	2pcs/ajustable
Consumo de energía	345W
Fuente de alimentación	ac220v±10%, 50/60Hz(estándar); AC110V±10%, 60Hz(opcional)
Estantes	2pcs
Accesorios estándar	Estante, puerto de prueba
Accesorios opcionales	Footmaster, estante, soporte base, lámpara UV
Tamaño interno (mm)	385*346*395
Tamaño externo(W*D*H)mm	Tipo D: 536*588*681
Tamaño de embalaje(W*D*H)mm	Tipo D: 670*690*850
Peso bruto (kg)	Tipo D: 51

