




# BIOGLOBAL

Vida - Ciencia - Innovación

## Incubadora de Temperatura Constante Bjpx-H54bk G

### Características

- Incubadora BJPX-H54BK (G), diseñada para control preciso y uniforme de temperatura en laboratorio.
- Sistema de control por microprocesador, que garantiza alta estabilidad térmica.
- Rango de temperatura ajustable (ambiente +5 °C hasta aprox. 65 °C).
- Alta precisión y uniformidad térmica, ideal para muestras sensibles.
- Pantalla táctil LCD, para configuración y monitoreo de parámetros.
- Ventana frontal tipo G, que permite observación sin pérdida de temperatura.
- Capacidad aproximada de 50-60 litros, adecuada para múltiples muestras.
- Cámara interna en acero inoxidable, resistente y fácil de limpiar.
- Estantes ajustables antideslizantes, para organización segura.
- Temporizador programable, para control de tiempos de incubación.
- Puerto lateral, que facilita calibración y verificación del equipo.
- Sistema de seguridad completo, con alarma de sobretemperatura.
- Protección contra sobrevoltaje y fugas eléctricas.
- Alimentación 110-220 V / 50-60 Hz, adaptable a diferentes entornos.
- Ideal para microbiología, cultivo celular, investigación científica.



**Estantes ajustables antideslizantes:** organización segura.



**Puerta con gancho de cierre:** garantiza un sellado seguro y estable durante el funcionamiento



**Ventana frontal tipo G:** permite observación sin pérdida de temperatura.



ventas@bioglobalsas.com.co



(+57) 311 339 1300



www.bioglobalsas.com.co



## Especificaciones Técnicas:

Modelo	<b>BJPX-H54BK(D/G)</b>
Capacidad	54L
Método de control de temperatura	PT100
Rango de temperatura	RT+5~85°C.
Uniformidad de la temperatura	±2 °C (a 37 °C)
Fluctuación de temperatura	±1°C (a 37°C)
Temperatura ambiente	5~30°C, SE RECOMIENDA 25°C±2°C.
Intervalo de tiempo	0~99,9h
Estantes	2pcs/ajustable
Consumo de energía	345W
Fuente de alimentación	ac220v±10%, 50/60Hz(estándar); AC110V±10%, 60Hz(opcional)
Estantes	2pcs
Accesorios estándar	Estante, puerto de prueba
Accesorios opcionales	Footmaster, estante, soporte base, lámpara UV
Tamaño interno (mm)	385*346*395
Tamaño externo(W*D*H)mm	Tipo G: 522*626*587
Tamaño de embalaje(W*D*H)mm	Tipo G: 630*715*750
Peso bruto (kg)	Tipo G: 44

