



Incubadora de Temperatura Constante BJPX-H54BK D



Características

- Incubadora BJPX-H54BK (D), diseñada para control térmico preciso y estable en laboratorio.
- Sistema de doble puerta (tipo D), con puerta externa sólida y puerta interna de vidrio templado.
- Control por microprocesador, que garantiza alta estabilidad y uniformidad de temperatura.
- Rango de temperatura aproximado de ambiente +5 °C a 65 °C.
- Sensor de alta precisión, ideal para aplicaciones sensibles.
- Pantalla táctil LCD, para configuración y monitoreo sencillo.
- Capacidad aproximada de 50–60 litros, adecuada para múltiples muestras.
- Cámara interna en acero inoxidable, resistente a la corrosión y fácil de limpiar.
- Estantes ajustables, que permiten organizar diferentes tipos de muestras.
- Puerto lateral, para verificación y calibración sin afectar el proceso.
- Función de compensación de temperatura, que mejora la exactitud en condiciones variables.
- Sistema de seguridad completo, con alarma de sobretemperatura.
- Protección contra sobrevoltaje y fugas eléctricas, para mayor seguridad operativa.
- Puerta con cierre seguro, que mantiene la estabilidad térmica interna.
- Alimentación 110–220 V / 50–60 Hz, adaptable a diferentes entornos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	BJPX-H54BK (D)
Capacidad	54 litros
Método de control de temperatura	PT100
Rango de Temperatura	RT +5 °~ 85°C
Uniformidad de temperatura	± 2°C (a 37 °C)
Fluctuación de Temperatura	± 1°C (a 37 °C)
Temperatura ambiente	5 ~ 30°C, SE RECOMIENDA 25°C± 2°C
Intervalo de tiempo	0 ~ 99,9h
Estantes	2 piezas/ ajustables
Accesorios Estándar	Estante, puerto de prueba
Accesorios opcionales	Footmaster, estante, soporte base, lámpara UV
Fuente de alimentación	CA 220V± 10%, 50/60Hz
Consumo	345W
Dimensiones Internas	385 x 346 x 395mm
Dimensiones externas	536 x 588 x 681mm
Peso neto	51 kg

