



BIOGLOBAL
Vida - Ciencia - Innovación

Incubadora de Temperatura Constante BJPX-H54BK G



Características

- Incubadora BJPX-H54BK (G), diseñada para control preciso y uniforme de temperatura en laboratorio.
- Sistema de control por microprocesador, que garantiza alta estabilidad térmica.
- Rango de temperatura ajustable (ambiente +5 °C hasta aprox. 65 °C).
- Alta precisión y uniformidad térmica, ideal para muestras sensibles.
- Pantalla táctil LCD, para configuración y monitoreo de parámetros.
- Ventana frontal tipo G, que permite observación sin pérdida de temperatura.
- Capacidad aproximada de 50–60 litros, adecuada para múltiples muestras.
- Cámara interna en acero inoxidable, resistente y fácil de limpiar.
- Estantes ajustables antideslizantes, para organización segura.
- Temporizador programable, para control de tiempos de incubación.
- Puerto lateral, que facilita calibración y verificación del equipo.
- Sistema de seguridad completo, con alarma de sobretemperatura.
- Protección contra sobrevoltaje y fugas eléctricas.
- Alimentación 110–220 V / 50–60 Hz, adaptable a diferentes entornos.
- Ideal para microbiología, cultivo celular, investigación científica.



ventas@bioglobalsas.com.co



(+57) 311 339 1300



www.bioglobalsas.com.co



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	BJPX-H54BK (G)
Capacidad	54 litros
Método de control de temperatura	PT100
Rango de Temperatura	RT +5 °~ 85°C
Uniformidad de temperatura	± 2°C (a 37 °C)
Fluctuación de Temperatura	± 1°C (a 37 °C)
Temperatura ambiente	5 ~ 30°C, SE RECOMIENDA 25°C± 2°C
Intervalo de tiempo	0 ~ 99,9h
Estantes	2 piezas/ ajustables
Accesorios Estándar	Estante, puerto de prueba
Accesorios opcionales	Footmaster, estante, soporte base, lámpara UV
Fuente de alimentación	CA 220V± 10%, 50/60Hz
Consumo	345W
Dimensiones Internas	385 x 346 x 395mm
Dimensiones externas	522 x 626 x 587mm
Peso neto	44 kg

