



Incubadora de Temperatura Constante BJPX-H88BK (D)



Características

- Incubadora BJPX-H88BK (D), diseñada para control térmico preciso, estable y uniforme.
- Capacidad de 88 litros, ideal para trabajar con múltiples muestras.
- Sistema de doble puerta tipo D, que permite observar sin perder estabilidad térmica.
- Control por microprocesador, que garantiza alta precisión en la temperatura.
- Rango de temperatura aproximado de ambiente +5 °C a 65 °C.
- Sensor de alta precisión, adecuado para aplicaciones sensibles.
- Pantalla táctil LCD, para configuración y monitoreo fácil.
- Cámara interna en acero inoxidable, resistente a la corrosión y de fácil limpieza.
- Estantes ajustables, que optimizan la organización de muestras.
- Puerto lateral, para calibración y verificación sin abrir la cámara.
- Función de compensación de temperatura, que mejora la exactitud del proceso.
- Alta uniformidad y estabilidad térmica, ideal para procesos continuos.
- Sistema de seguridad completo, con alarma de sobret temperatura.
- Protección contra sobrevoltaje y fugas eléctricas, para operación segura.
- Puerta con cierre firme y manija ergonómica, que asegura un sellado eficiente.
- Alimentación 110–220 V / 50–60 Hz, adaptable a diferentes entornos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	BJPX-H88BK (D)
Capacidad	88 litros
Método de control de temperatura	PT100
Rango de Temperatura	RT +5 °~ 85°C
Uniformidad de temperatura	± 2°C (a 37 °C)
Fluctuación de Temperatura	± 1°C (a 37 °C)
Temperatura ambiente	5 ~ 30°C, SE RECOMIENDA 25°C± 2°C
Intervalo de tiempo	0 ~ 99,9h
Estantes	2 piezas/ ajustables
Accesorios Estándar	Estante, puerto de prueba
Accesorios opcionales	Footmaster, estante, soporte base, lámpara UV
Fuente de alimentación	CA 220V± 10%, 50/60Hz
Consumo	345W
Dimensiones Internas	500 x 350 x 500mm
Dimensiones externas	650 x 573 x 793mm
Peso neto	72 kg

