




BIOGLOBAL
Vida - Ciencia - Innovación

Incubadora de Temperatura Constante BJPX-H88BK (G)



Características

- Incubadora BJPX-H88BK (G), diseñada para control preciso y uniforme de temperatura en laboratorio.
- Control por microprocesador, que garantiza alta estabilidad térmica.
- Rango de temperatura aproximado de ambiente +5 °C a 65 °C.
- Sensor de alta precisión, ideal para muestras sensibles.
- Ventana de observación tipo G, que permite monitoreo sin pérdida de temperatura.
- Pantalla táctil LCD, para configuración y supervisión sencilla.
- Capacidad mayor (≈80–90 L), ideal para trabajar con más muestras.
- Cámara interna en acero inoxidable, resistente y fácil de limpiar.
- Estantes ajustables, que optimizan la organización interna.
- Puerto lateral, para verificación y calibración del equipo.
- Alta uniformidad térmica, que asegura resultados confiables.
- Sistema de seguridad completo, con alarma de sobret temperatura.
- Protección contra sobrevoltaje y fugas eléctricas.
- Puerta con cierre seguro, que mantiene la estabilidad interna.
- Alimentación 110–220 V / 50–60 Hz, adaptable a diferentes entornos.



ventas@bioglobalsas.com.co



(+57) 311 339 1300



www.bioglobalsas.com.co



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	BJPX-H88BK (G)
Capacidad	88 litros
Método de control de temperatura	PT100
Rango de Temperatura	RT +5 °~ 85°C
Uniformidad de temperatura	± 2°C (a 37 °C)
Fluctuación de Temperatura	± 1°C (a 37 °C)
Temperatura ambiente	5 ~ 30°C, SE RECOMIENDA 25°C± 2°C
Intervalo de tiempo	0 ~ 99,9h
Estantes	2 piezas/ ajustables
Accesorios Estándar	Estante, puerto de prueba
Accesorios opcionales	Footmaster, estante, soporte base, lámpara UV
Fuente de alimentación	CA 220V± 10%, 50/60Hz
Consumo	345W
Dimensiones Internas	500 x 350 x 500mm
Dimensiones externas	627 x 621 x 692mm
Peso neto	58,5 kg

